

mikrozid[®] sensitive wipes

Κατηγορία : Απολυμαντικό



200 μαντηλάκια

Περιγραφή : Εμποτισμένα Μαντηλάκια Απολυμαντικά επιφανειών και αντικειμένων και ιατρικών συσκευών σε χώρους Νοσοκομείων & ιατρείων

Ιδιότητες / Τρόπος Χρήσης :

- Έτοιμο για χρήση
- Στεγνώνει γρήγορα,
- Κατάλληλο για επιφάνειες ευαίσθητες στις αλκοόλες!!
- Χωρίς αλδεΐδες.Χωρίς αλκοόλες. Βασισμένο σε τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου

Working concentrations / contact times

Bacteria, fungi (C. albicans) (in accordance with VAH/DGHM Guidelines for shorter contact times)	1 min.
envelopped viruses* (including HIV, hepatitis B and C)	1 min.
Rotaviruses	1 min.
Polyoma SV40	1 min.
Noro-viruses**	30 min.

* in accordance with RKI Recommendation in Bundesgesundheitsblatt [Federal Health Gazette] 01/2004

** Murines Noro-Virus according to EN 14 476

- Ταχύτατο αποτέλεσμα
- Κατάλληλο για απολύμανση τονομέτρου
- Καλή συμβατότητα με τα υλικά

Σύνθεση : Γ. Βασισμένο σε τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου

Συσκευασία: δοχείο με 200 εμποτισμένα μαντηλάκια.

schülke -t

ΦΑΡΜΕΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ • ΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ • ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ • ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Διάθεση : Klintec.Net
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 46, 18541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
Τηλ : **2104829839, 6932245887**
mail:info@klintec.gr
www.klintec.gr